


Pronto Bright



Cartoncino GC1 con doppio strato di patina su fronte

Pronto Bright è un cartoncino GC1 caratterizzato da un doppio strato di patina su fronte.

METODI DI STAMPA Offset - Flexo - Gravure - Serigrafia - Digitale









- 1 Doppia patinatura opaca
- 2 Pasta chimica sbianchita
- 3 Pasta termo-chimico meccanica
- 4 Pasta chimica sbianchita

CAMPI DI IMPIEGO

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

CERTIFICATI

- FSC (su richiesta)
- PEFC (su richiesta)

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento					Standard
 Grammatura	gr/m ²		+ -4%	245	265	290	315	340	ISO 536
 Rigidità CD	mNm	Taber 15°	+0 -30%	9.3	11.5	14.9	18.4	21.8	ISO 2493
 Rigidità MD	mNm	Taber 15°	+0 -30%	19.0	23.2	30.2	37.4	43.7	ISO 2493
 Spessore	μm		+ -5%	425	465	520	570	625	ISO 534
 Punto di bianco fronte	%	C/2°		91	91	91	91	91	ISO 2470-1
 Punto di bianco retro	%	C/2°		84	84	84	84	84	ISO 2470-1