


## Pronto Bright



### Cartoncino GC1 con doppio strato di patina su fronte

Pronto Bright è un cartoncino GC1 caratterizzato da un doppio strato di patina su fronte.







**METODI DI STAMPA** Offset - Flexo - Gravure - Serigrafia - Digitale



- 1 Doppia patinatura opaca
- 2 Pasta chimica sbianchita
- 3 Pasta termo-chimico meccanica
- 4 Pasta chimica sbianchita

### CAMPI DI IMPIEGO

- Farmaceutica
- Parafarmaceutica
- Cosmetica
- Packaging alimentare
- Grafica
- Confezioni bottiglie
- Confezioni generiche

Proprietà	Unità misura	Metodo	Tolleranza	Valore di riferimento					Standard
 <b>Grammatura</b>	gr/m <sup>2</sup>		+ -4%	245	265	290	315	340	ISO 536
 <b>Rigidità CD</b>	mNm	Taber 15°	+0 -30%	9.3	11.5	14.9	18.4	21.8	ISO 2493
 <b>Rigidità MD</b>	mNm	Taber 15°	+0 -30%	19.0	23.2	30.2	37.4	43.7	ISO 2493
 <b>Spessore</b>	µm		+ -5%	425	465	520	570	625	ISO 534
 <b>Punto di bianco fronte</b>	%	C/2°		91	91	91	91	91	ISO 2470-1
 <b>Punto di bianco retro</b>	%	C/2°		84	84	84	84	84	ISO 2470-1